

抗好中球エラスターゼ（Elane）モノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P08246

商品番号: CM0009344



前書き

WB、IP、ELISA向けに最適化された高品質なウサギ抗ヒト好中球エラスターゼ（ELANE）モノクローナル抗体。好中球機能およびNETosisの研究における信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Neutrophil Elastase (ELANE) ウサギmAb
備考・別名	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; 好中球エラスターゼ (ELANE)
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1991
GeneID	1991
免疫原	合成ペプチド：ヒト好中球エラスターゼ（ELANE）（P08246）のアミノ酸167～267番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
応用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08246
タンパク質分子量	29 kDa
発送方法	保冷剤