

抗好中球エラスターゼ（Elane）ウサギポリクローナル抗体 Wb, If, Ihc, Elisa用 - P08246

商品番号: CM0016385



前書き

ヒト好中球エラスターゼ（ELANE）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットの試料中の内在性ELANEを検出し、好中球生物学、NETosis、炎症性疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	好中球エラスターゼ（ELANE）ウサギpAb
略称／別名	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; Neutrophil Elastase (ELANE)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1991
GeneID	1991
免疫原	ヒト好中球エラスターゼ（ELANE）（NP_001963.1）のアミノ酸30～267番内の配列に相当する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08246
タンパク質分子量	29 kDa
発送方法	保冷剤梱包