

Wb、If/Icc、Elisa用抗Nexnウサギポリクローナル抗体 - Q0Zgt2

商品番号: CM0016104

前書き

ヒトNEXN（Nexilin）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。アクチン細胞骨格および心筋/骨格筋研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEXN ウサギpAb
備考/別名	CMH20; NELIN; NEXN
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	91624
遺伝子ID	91624
免疫原	ヒトNEXN（NP_653174.3）のアミノ酸516～675に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q0ZGT2
タンパク質分子量	81kDa
配送方法	氷袋