


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa、Chip用 抗Nf-Kb P65/Rela モノクローナル抗体 - Q04206

商品番号: CM0003400



前書き

ヒトNF-kB p65/RelA

(Q04206)を標的としたKO検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA、ChIPアプリケーションに適しており、ヒト、マウス、ラット、サルとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NF-kB p65/RelA ウサギ mAb
備考/別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5970
GeneID	5970
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	60kDa
輸送	保冷バッグ