


Wb、If/Icc、Ip、Elisa、Chip用 抗Nf-Kb P65/Rela モノクローナル抗体（Ko検証済み） - Q04206

商品番号: CM0005449



前書き

ヒトNF-kB

p65/RelAを標的とするKO検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPに適しています。ヒト、マウス、ラット、サルとの交差反応性あり。炎症、免疫、がん研究、SARS-CoV-2研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NF-kB p65/RelA ウサギmAb
備考/別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; IA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5970
GeneID	5970
免疫原	合成ペプチド ヒトNF-kB p65/RelA (NP_068810.3) のアミノ酸450-551に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	58kDa/59kDa/60kDa
発送	保冷バッグ