


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Nf-Kb P65/Rela マウスモノクローナル抗体 - Q04206

商品番号: CM0002114



前書き

ヒトNF-kB p65/RelA

(Q04206)を標的とするマウスモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。NF-kBシグナル伝達、炎症、免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NF-kB p65/RelA マウスmAb
備考/別名	p65; CMCU; NFkB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5970
GeneID	5970
免疫原	ヒトNF-kB p65/RelA (Q04206)のアミノ酸450～551領域の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	保冷剤