


Anti-Nf-Kb P65/Rela Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q04206

商品番号: CM0016668



前書き

ヒトNF-kB p65/RelA (SWISS: Q04206) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。NF-κBシグナル伝達および炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NF-kB p65/RelA Rabbit pAb
備考/別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5970
遺伝子ID	5970
免疫原	ヒトNF-kB p65/RelA (NP_068810.3) のアミノ酸450-551内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	60 kDa
配送	氷袋