


## Wb、Elisa用 抗Nf-Kb2 モノクローナル抗体 - Q00653

商品番号: CM0004541



## 前書き

ウサギモノクローナルNF-  
κB2抗体（WB、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットの  
NF-κB2  
(p52/p100)を認識。炎症、免疫、アポトーシスに関与  
。NF-κBシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | NF-κB2 ウサギ mAb                                                    |
| 備考/別名       | p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2 |
| 種特異性        | ヒト                                                                |
| GeneID (ヒト) | 4791                                                              |
| GeneID      | 4791                                                              |
| 免疫原         | 合成ペプチド - ヒトNF-κB2 (NP_001070962.1) のアミノ酸800-900に対応する配列            |
| 由来          | ウサギ                                                               |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                         |
| 適用          | WB, ELISA                                                         |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                        |
| SWISS       | Q00653                                                            |
| タンパク質分子量    | 97kDa                                                             |
| 発送          | 保冷バッグ                                                             |