


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nf-Kb2モノクローナル抗体 - Q00653

商品番号: CM0003763



前書き

ウサギ由来のヒトNF-

κB2 (p52/p100) に対するモノクローナル抗体です。

WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラッ

トと交差反応性を示します。NF-

κBシグナル伝達、炎症、免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NF-κB2 ウサギmAb
備考/別名	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4791
GeneID	4791
免疫原	ヒトNF-κB2 (Q00653) のアミノ酸745～877番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00653
タンパク質分子量	97kDa
発送方法	保冷剤