


抗Nf-Kb2（リン酸化 S866+S870）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q00653

商品番号: CM0001373



前書き

S866+S870のNF-κB2（p100/p52）を標的とするウサギモノクローナルリン酸化特異的抗体。ヒトおよびマウスでのWB、IHC-P、ELISAで検証済み。NF-κBシグナル伝達研究、炎症、癌研究の重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-NF-κB2-S866/S870 ウサギ mAb
備考/別名	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; リン酸化-NF-κB2-S866/S870
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4791
免疫原	ヒトNF-κB2のS866およびS870周辺の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q00653
タンパク質分子量	97kDa
輸送	氷袋