

抗Nfat2 ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - O95644

商品番号: CM0004271



前書き

WBおよびELISAでの検証が完了した抗NFAT2ウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのNFAT2を検出します。T細胞シグナル伝達、サイトカイン発現、破骨細胞分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NFAT2 ウサギmAb
別名	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4772
免疫原	ヒトNFAT2 (NP_001265598.1) のアミノ酸10～305番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95644
タンパク質分子量	101kDa
発送方法	氷袋