

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Nfat2 ウサギポリクローナル抗体 - O95644

商品番号: CM0019885



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みのNFAT2ウサギポリクローナル抗体。ヒトNFAT2転写因子を認識。免疫原はアミノ酸115-

298にまたがる。T細胞シグナル伝達および免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFAT2 ウサギ pAb
備考/別名	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4772
GeneID	4772
免疫原	組換えタンパク質[NFAT2 (NP_001265598.1) のアミノ酸115-298に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95644
タンパク質分子量	101kDa
発送	保冷バッグ