

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Nfat2ウサギポリクローナル抗体 - O95644

商品番号: CM0014810



前書き

NFAT2 (NFATC1) のアミノ酸20～300を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。T細胞の活性化、サイトカイン発現、破骨細胞分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	NFAT2ウサギpAb
備考／別名	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4772
GeneID	4772
免疫原	NFAT2 (NP_765978.1) のアミノ酸20～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95644
タンパク質重量	101kDa
輸送	保冷バッグ