


Wb、Elisa用抗Nfat5ポリクローナル抗体 - O94916

商品番号: CM0020625



前書き

NFAT5ウサギpAbは、ヒトNFAT5（O94916）を標的とするウェスタンブロットおよびELISA用ポリクローナル抗体です。浸透圧ストレス応答、炎症性遺伝子制御、DNA損傷修復の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NFAT5 Rabbit pAb
備考/別名	NFATZ; OREBP; NF-AT5; NFATL1; TONEBP; NFAT5
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10725
遺伝子ID	10725
免疫原	ヒトNFAT5 (NP_619728.2) のアミノ酸1355～1455領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O94916
タンパク質分子量	166kDa
発送	氷袋