


Anti-Nfatc2 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q13469

商品番号: CM0013980



前書き

ヒトNFATC2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたT細胞シグナル伝達、サイトカイン発現、および転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFATC2 ウサギ pAb
備考/別名	JCOSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4773
遺伝子ID	4773
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13469
タンパク質分子量	100kDa
配送	アイスバッグ