

Wb、If-P、Elisa用抗Nfatc3モノクローナル抗体 - Q12968

商品番号: CM0007269



前書き

NFATC3 (NFAT4/NFATx) に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットのNFATC3を検出し、予測分子量は116 kDaです。T細胞シグナル伝達および転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFATC3ウサギmAb
備考/別名	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
種	ヒト
遺伝子ID	4775
免疫原	ヒトNFATC3 (NP_775188.1) のアミノ酸850~1075に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12968
タンパク質分子量	116kDa
輸送	保冷バッグ