

Anti-Nfe2L1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q14494

商品番号: CM0013909

前書き

ヒトNFE2L1

(NRF1/TCF11)に対するウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットの NFE2L1 (85

kDa)を検出。酸化ストレス、コレステロール代謝、プロテオスタシスの研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	NFE2L1 Rabbit pAb
備考/別名	NRF1; NRF-1; TCF11; LCR-F1; NFE2L1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4779
遺伝子ID	4779
免疫原	ヒトNFE2L1 (NP_003195.1) のアミノ酸515-772に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14494
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスパック