

抗Nfia ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q12857

商品番号: CM0029907



前書き

転写因子かつDNA複製制御因子であるNFIAに対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。核因子研究にお使いいただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFIA ウサギpAb
別名	CTF; NF1-A; NF1-A; NF1-L; BRMUTD; NF-I/A; DEL1P32P31; CIDE1P32p31; NFIA
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4774
GeneID	4774
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNFIA (NP_005586.1) のアミノ酸180～330番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12857
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	保冷剤