

Wb・Elisa用抗Nfib/Nf1B2ウサギモノクローナル抗体 - O00712

商品番号: CM0006145



前書き

ヒトNFIB/NF1B2に対するウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトとマウスに交差反応性を示します。転写調節や脳発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFIB / NF1B2 ウサギmAb
備考／別名	CTF; MACID; NF1-B; NF1-B; NFIB2; NFIB3; NF-1/B; NF1-RED; HMGIC/NFIB; NFIB / NF1B2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4781
GeneID	4781
免疫原	ヒトNFIB / NF1B2 (NP_005587.2) のアミノ酸321～420番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00712
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	氷袋