


Wb、If/Icc、Elisa用抗Nfil3ウサギポリクローナル抗体 - Q16649

商品番号: CM0013015



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗NFIL3ウサギポリクローナル抗体。概日リズム時計の転写制御因子であるヒトおよびラットNFIL3（Q16649）を認識します。概日リズムおよび転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFIL3ウサギpAb
備考/別名	E4BP4; IL3BP1; NFIL3A; NF-IL3A; NFIL3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4783
GeneID	4783
免疫原	ヒトNFIL3（NP_005375.2）のアミノ酸133～462に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q16649
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ