

WbおよびElisa用Anti-Nfixウサギポリクローナル抗体 - Q14938

商品番号: CM0028972



前書き

ヒトNFIXに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。転写活性化およびDNA複製に関与します。UniProt Q14938。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFIX Rabbit pAb
備考/別名	CTF; NF1A; MALNS; NF1-X; MRSHSS; NF-1/X; SOTOS2; NFIX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4784
GeneID	4784
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14938
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋