


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa、Chip用抗Nfkb1モノクローナル抗体 - P19838

商品番号: CM0008711



前書き

ヒトおよびマウスを対象としたWB、IHC-P、IP、ELISA、ChIPでバリデーション済みのウサギモノクローナルNFKB1抗体。免疫応答および炎症反応における重要な転写因子であるNF-κB p105/p50を標的とします。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFKB1ウサギmAb
備考／別名	KBF1、EBP-1、NF-κB、CVID12、NF-κB1、NFKB-p50、NFκappaB、NF-kappaB、NFKB-p105、NF-kappa-B1、NF-kappabeta
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4790
遺伝子ID	4790
免疫原	ヒトNFKB1由来合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19838
タンパク質分子量	105 kDa
出荷方法	保冷バッグ