

抗Nfkb1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用）- P19838

商品番号: CM0014784



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みの抗NFKB1ウサギポリクローナル抗体。ヒトと反応します。組換えNFKB1（aa 740-964）を免疫原として作製。NF-κBシグナル伝達および転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFKB1 ウサギpAb
備考/別名	KBFI; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4790
GeneID	4790
免疫原	組換えタンパク質；NFKB1のアミノ酸740-964に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001158884.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P19838
タンパク質重量	105kDa
配送	アイスバッグ