


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 Anti-Nfkbib ウサギポリクローナル抗体 - Q15653

商品番号: CM0027132



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用として検証済みのAnti-NFKBIBウサギポリクローナル抗体。38 kDaのNF- κ B阻害因子であるI-kappa-B-betaを標的とし、NF- κ Bの細胞質内保持と核内移行を調節します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFKBIB ウサギ pAb
備考/別名	IKBB; TRIP9; NFKBIB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4793
遺伝子ID	4793
免疫原	ヒトNFKBIB (NP_002494.2)のアミノ酸1-356に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15653
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ