

WbおよびElisa用抗Nfkbizポリクローナル抗体 - Q9Byh8

商品番号: CM0014126



前書き

ヒトNFKBIZ（I-kappa-B-zeta、IkB-zeta）のウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、ラットに対して交差反応性を示します。NF-κBの制御および炎症応答経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFKBIZ ウサギ pAb
備考／別名	IKBZ; INAP; MAIL; ikB-zeta; ikappaBzeta; IkappaB-zeta; I-kappa-B-zeta; NFKBIZ
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	64332
遺伝子ID	64332
免疫原	組換えタンパク質（ヒトNFKBIZ（NP_113607.1）のアミノ酸1～220番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9BYH8
タンパク質分子量	78kDa
輸送方法	保冷剤