

Wb、Elisa用 抗Nfrkbウサギモノクローナル抗体 - Q6P4R8

商品番号: CM0006500



前書き

WBおよびELISA用NFRKBウサギmAbは、クロマチンリモデリングおよび転写調節に関与する139 kDaのINO80複合体サブユニットであるヒト核因子関連κB結合タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFRKBウサギmAb
備考/別名	INO80G; NFRKB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4798
遺伝子ID	4798
免疫原	組換えタンパク質[ヒトNFRKB (NP_001137307.1) のアミノ酸370-495に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6P4R8
タンパク質分子量	139kDa
配送	氷袋