


Anti-Nfs1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y697

商品番号: CM0027554



前書き

ヒトNFS1システイン脱硫酵素に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア鉄硫黄クラスター生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFS1 Rabbit pAb
備考/別名	IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9054
GeneID	9054
免疫原	ヒトNFS1 (NP_066923.3) のアミノ酸290-457に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y697
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ