


Wb・Elisa用抗Nfu1ポリクローナル抗体 - Q9Ums0

商品番号: CM0028496



前書き

高品質なウサギ由来抗NFU1ポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISA用途に適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済みです。ミトコンドリアの鉄硫黄クラスター研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFU1 ウサギ pAb
別名	Nfu; NifU; HIRIP; MMDFS; MMDS1; NIFUC; CGI-33; HIRIP5; NFU1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27247
免疫原	ヒトNFU1 (NP_001002755.1) のアミノ酸1-230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UMS0
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤