

Anti-Nfyb ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P/N: P25208

商品番号: CM0027930



前書き

WB、ELISA用NFYBウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応します。遺伝子転写調節に関与するCCAATボックス結合タンパク質である、核内転写因子Yサブユニットベータを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFYB Rabbit pAb
備考/別名	HAP3; CBF-A; CBF-B; NF-YB; NFYB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4801
GeneID	4801
免疫原	ヒトNFYB (NP_006157.1) のアミノ酸1-207に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P25208
タンパク質分子量	23kDa
配送	アيسバック