

Wb・Elisa用抗Nfycウサギポリクローナル抗体 - Q13952

商品番号: CM0028655



前書き

NFYC (NF-

YC、H1TF2A) に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用に適しています。ヒトで検証済み、ラットと交差反応性を示します。転写因子研究やCCAATボックス結合研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFYC ウサギ pAb
備考/別名	HSM; CBFC; HAP5; CBF-C; NF-YC; H1TF2A; NFYC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4802
免疫原	ヒトNFYC (NP_055038.2) のアミノ酸27〜120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q13952
タンパク質分子量	50kDa
発送	氷袋