

フローサイトメトリー用 抗 Ng2 モノクローナル抗体 - Q6Uvk1

商品番号: CM0008892



前書き

フローサイトメトリー用、ヒト NG2 (CSPG4)

に対する

標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト検体で検証済み

。メラノーマ、血管新生、細胞遊走の研究に有用です

。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト NG2 mAb
備考/別名	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1464
GeneID	1464
免疫原	ヒト NG2 (NP_001888.2) のアミノ酸 1583-2224 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6UVK1
タンパク質分子量	251kDa
発送	保冷剤（氷袋）