

Anti-NG2/Cspg4 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Uvk1

商品番号: CM0007015



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証された、高品質な抗NG2/CSPG4ウサギモノクローナル抗体。ヒトコンドラチン硫酸プロテオグリカン4（251kDa）を標的とし、細胞移動、メラノーマ浸潤、および血管新生において重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NG2/CSPG4 Rabbit mAb
備考/別名	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1464
GeneID	1464
免疫原	組換えタンパク質（ヒトNG2/CSPG4のアミノ酸1340-1563に相当する配列（NP_001888.2）を含む組換え融合タンパク質）
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6UVK1
タンパク質分子量	251kDa
配送	アイスバッグ