

Wb、If-P、Ihc-P、Fc、Elisa用 抗Ng2/Cspg4 ウサギモノクローナル抗体 - Q6Uvk1

商品番号: CM0007381



前書き

ヒトNG2/CSPG4を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、FC、ELISAに適しています。細胞遊走、血管新生、メラノーマの機構研究に最適で、マウスとヒトに交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NG2/CSPG4 ウサギmAb
別名	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
種	ヒト
GeneID	1464
免疫原	ヒトNG2 (NP_001888.2) のアミノ酸1583～2224番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q6UVK1
タンパク質分子量	251kDa
輸送方法	氷袋梱包