

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ng2/Cspg4ウサギポリクローナル抗体 - Q6Uvk1

商品番号: CM0022404



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗NG2/CSPG4ウサギポリクローナル抗体です。細胞遊走、血管新生、メラノーマの進行に与関する重要な細胞表面受容体である、ヒトおよびマウスのコンドロイチン硫酸プロテオグリカン4を検出します。がん研究および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NG2/CSPG4ウサギpAb
備考／別名	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1464
遺伝子ID	1464
免疫原	ヒトNG2/CSPG4 (NP_001888.2) のアミノ酸1950～2210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6UVK1
タンパク質分子量	251 kDa
輸送	保冷バッグ