

Anti-Ng2/Cspg4 ラビットポリクローナル抗体 [Ko検証済み] Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - Q6Uvk1

商品番号: CM0027710



前書き

ヒトNG2/CSPG4 (SWISS Q6UVK1) を標的とするKO検証済みのラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。細胞移動、血管新生、およびメラノーマ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NG2/CSPG4 ラビット pAb
備考/別名	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; G4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	146412
GeneID	1464
免疫原	ヒトNG2/CSPG4 (NP_001888.2) のアミノ酸1340-1563に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6UVK1
タンパク質分子量	251kDa
配送	アイスバッグ