


WbおよびElisa用抗Ngb（ニューログロビン）ウサギポリクローナル抗体 - Q9Npg2

商品番号: CM0028939



前書き

ヒトニューログロビン（NGB）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。低酸素症、神経保護、脳組織の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NGB ウサギ pAb
備考/別名	NGB
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	58157
遺伝子ID	58157
免疫原	ヒトNGB（NP_067080.1）のアミノ酸1-151の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NPG2
タンパク質重量	17kDa
配送	保冷バッグ