


Anti-Ngdn Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Nej9

商品番号: CM0014704



前書き

NGDN Rabbit

pAbは、WBおよびELISAで検証されたポリクローナル抗体であり、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。リボソーム生成および翻訳調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NGDN Rabbit pAb
備考/別名	NGD; LCP5; CANu1; lpd-2; C14orf120; NGDN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25983
GeneID	25983
免疫原	組換えタンパク質：ヒトNGDN (NP_001036100.1) のアミノ酸61-209に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NEJ9
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋