


抗Ngfポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P01138

商品番号: CM0017084



前書き

ヒトNGF（ベータ神経成長因子）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスと反応します。神経発達および神経障害の研究に適しています。 - P01138

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NGF ウサギpAb
備考/別名	NGFB; HSN5; Beta-NGF; NGF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4803
GeneID	4803
免疫原	ヒトNGFの19-241アミノ酸配列に対応する組み換え融合タンパク質 (NP_002497.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01138
タンパク質重量	27kDa
配送	アイスバッグ