

## Wb、Elisa用 抗Ngfポリクローナル抗体 - P01138

商品番号: CM0015794



## 前書き

## ヒトβ-

神経成長因子（NGF）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。神経生物学および成長因子シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名       | NGF Rabbit pAb                                              |
| 備考/別名     | NGFB; HSN5; Beta-NGF; NGF                                   |
| 種         | ヒト                                                          |
| 遺伝子ID（ヒト） | 4803                                                        |
| 遺伝子ID     | 4803                                                        |
| 免疫原       | 組換えタンパク質（ヒトNGF（NP_002497.2）のアミノ酸19-241に対応する配列を含む組換え融合タンパク質） |
| 由来        | ウサギ                                                         |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                                   |
| 適用        | WB, ELISA                                                   |
| 交差反応性     | マウス、ラット                                                     |
| SWISS     | P01138                                                      |
| タンパク質分子量  | 27kDa                                                       |
| 発送        | 保冷バッグ                                                       |