

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ngfrap1ポリクローナル抗体 - Q00994

商品番号: CM0029030

前書き

ヒトおよびマウスにおいてWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのNGFRAP1ウサギpAb。アポトーシスに関するBEX3（p75NTR結合細胞死エグゼキューター）を標的とし、神経細胞死や亜鉛シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NGFRAP1 Rabbit pAb
別名	Bex; NADE; HGR74; NGFRAP1; DXS6984E
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	27018
遺伝子ID	27018
免疫原	ヒトNGFRAP1（NP_996798.1）のアミノ酸1〜111番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q00994
タンパク質分子量	13kDa
輸送方法	保冷剤