


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ngly1モノクローナル抗体 - Q96Iv0

商品番号: CM0007437



前書き

NGLY1（ペプチド-N(4)-(N-アセチル-β-グルコサミニル)アスパラギンアミダーゼ）に対するウサギモノクローナル抗体。W B、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出。ERADおよび糖タンパク質分解研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NGLY1 ウサギ mAb
備考/別名	CDDG; PNG1; CDGIV; PNG-1; PNGase; NGLY1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55768
GeneID	55768
免疫原	ヒトNGLY1 (NP_060767.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96IV0
タンパク質分子量	74kDa
発送	保冷バッグ