


Wb、If/Icc、Elisa用抗Ngly1ポリクローナル抗体 - Q96Iv0

商品番号: CM0017164



前書き

ヒトNGLY1（N-グリカナーゼ1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。小胞体関連分解および糖タンパク質品質管理の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NGLY1 Rabbit pAb
備考/別名	CDDG; PNG1; CDGIV; PNG-1; PNGase; NGLY1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55768
免疫原	ヒトNGLY1 (NP_060767.2) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96IV0
タンパク質分子量	74 kDa
配送	アイスバッグ