

抗Ngr3（Rtn4Rl1）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc、If用） - Q86Un2

商品番号: CM0002550

前書き

ヒトNgR3（RTN4RL1）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC、IF、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。神経科学および軸索再生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NgR3 ウサギ mAb
備考／別名	NgR3; NGRH2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	146760
遺伝子ID	146760
免疫原	合成ペプチド ヒトNgR3（Q86UN2）のアミノ酸342-441に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86UN2
タンパク質分子量	49kDa
発送	氷袋