


Wb・Elisa向け抗Nhej1ポリクローナル抗体 - Q9H9Q4

商品番号: CM0021931



前書き

NHEJ経路によるDNA二本鎖切断修復に必須なヒトNHEJ1を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスと交差反応します。DNA修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NHEJ1 ウサギpAb
略称・別名	XLJ; NHEJ1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79840
遺伝子ID	79840
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNHEJ1 (NP_079058.1) のアミノ酸1-299に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H9Q4
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋梱包