

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Nhlh1モノクローナル抗体 - Q02575

商品番号: CM0006459

前書き

ヒトNHLH1（HEN1、NSCL、bHLHa35）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、免疫沈降、ELISAに適しています。細胞型決定および神経発生の研究に関連します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NHLH1 Rabbit mAb
備考/別名	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4807
GeneID	4807
免疫原	ヒトNHLH1（NP_00）のアミノ酸1-60に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q02575
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ