

Wb、Ip、Elisa、Chip用Anti-Nhlh1モノクローナル抗体 - Q02575

商品番号: CM0006164

前書き

WB、IP、ELISA、ChIP用に検証されたAnti-NHLH1ウサギモノクローナル抗体。ヒトNHLH1（bHLHa35）を標的とし、細胞分化に關与する神經塩基性ヘリックス-ループ-ヘリックス転写因子です。發生神經生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 製品名         | NHLH1 Rabbit mAb                                   |
| 備考/別名       | HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1                  |
| 種           | ヒト                                                 |
| GeneID (ヒト) | 4807                                               |
| GeneID      | 4807                                               |
| 免疫原         | ヒトNHLH1（NP_005589.1）のアミノ酸1-60に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                          |
| アプリケーション    | WB, IP, ELISA, ChIP                                |
| 交差反応性       | ヒト                                                 |
| SWISS       | Q02575                                             |
| タンパク質分子量    | 15kDa                                              |
| 配送          | アイスパック                                             |