

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Nhlrc1 ポリクローナル抗体 - Q6Vvb1

商品番号: CM0027417

前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みの抗NHLRC1ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。グリコーゲン代謝と神経変性に関与するE3ユビキチンリガーゼmalinを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NHLRC1 ウサギ pAb
備考/別名	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2; NHLRC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	378884
GeneID	378884
免疫原	ヒトNHLRC1 (NP_940988.2) のアミノ酸1-280に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6VVB1
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ