

Wb、If/Icc、Elisa用抗Nhlrc1/Malinモノクローナル抗体 - Q6Vvb1

商品番号: CM0008825

前書き

ヒトNHLRC1/Malinタンパク質に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。組換え免疫原、予測分子量42kDa。神経変性疾患およびてんかん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NHLRC1/Malin ウサギ mAb
備考/別名	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	378884
遺伝子ID	378884
免疫原	ヒトNHLRC1 (NP_940988.2) のアミノ酸79-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6VVB1
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ