

Wb、Elisa用 Anti-Nhp2 ポリクローナル抗体 - Q9Nx24

商品番号: CM0030241



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用 NHP2
ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのNHP
2 (H/ACAリボヌクレオタンパク質複合体サブユニッ
ト2) を検出。リボソーム生合成とテロメア維持に関
与。ヒトおよびラットサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NHP2 ウサギ pAb
備考/別名	DKCB2; NHP2P; NOLA2; NHP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55651
GeneID	55651
免疫原	ヒトNHP2のアミノ酸1-153に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_060308.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9NX24
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ