

Anti-Nid1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P14543

商品番号: CM0030254

前書き

ヒトサンプルのウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証されたNID1ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ニドジェン-1/エンタクチンを標的とし、基底膜の完全性および細胞外マトリックスの研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NID1ウサギpAb
備考/別名	NID; NID1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4811
免疫原	ヒトNID1 (NP_002499.2) のアミノ酸110-400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14543
タンパク質分子量	136kDa
配送	アイスバッグ